




インタラクティブフィードバックレポート 膝関節伸展/屈曲

氏名:	小柴, 昌俊	ID:	699208	右側/左側:	2009/04/17 2009/04/17
誕生日:	1972/01/09	患側:	左側	グループ1:	
身長:	センチメートル	優先側部:		グループ2:	
体重:	61 キログラム	担当医:			
性別:	男性	施術者:			
診断:					
術法:					



右側カーブ 左側カーブ
 トルク 10/10 ニュートンメートル 1 反復数 値

ターゲット%

右側	96
左側	89
MaxGET	右側 2009/04/17 16 左側 2009/04/17 16


HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

インタラクティブフィードバック(パス): フィードバックテスト用のレポートです。課題との相違を比較するグラフと、課題の達成度(ターゲット上をトレースできた時間率)を表示します。



インタラクティブフィードバックレポート 膝関節伸展/屈曲

氏名:	小柴, 昌俊	ID:	699208	右側/左側:	2009/04/17 2009/04/17
誕生日:	1972/01/09	患側:	左側	グループ1:	
身長:	センチメートル	優先側部:		グループ2:	
体重:	61 キログラム	担当医:			
性別:	男性	施術者:			
診断:					
術法:					



右側カーブ 左側カーブ
 等張運動 コンセン/エキセン
 トルク 10/10 ニュートンメート
 ル 1 反復数

伸筋群 (コンセン)
 値

伸筋群 (エキセン)
 値

ターゲット%

右側	93	86
左側	98	100
MaxGET	右側 2009/04/17 16	左側 2009/04/17 16



HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

インタラクティブフィードバック(ライン): フィードバックテスト用のレポートです。課題との相違を比較するグラフと、課題の達成度(ターゲット上をトレースできた時間率)を表示します。



コーディネーションテストレポート 膝関節伸展/屈曲

氏名: 利根川, 進 ID: 578920 右側/左側: 2009/04/17 2009/04/17
 誕生日: 1969/04/13 患側: 右側 グループ1:
 身長: センチメートル 優先側部: グループ2:
 体重: 57 キログラム 担当医:
 性別: 男性 施術者: ope:2004.7.26
 診断:
 術法:



最小(青) 最大(赤) 平均(緑)

等張運動 コンセン/エキセン
トルク 10/10 ニュートンメート
ル 5 反復数

伸筋群 (コンセン)
値

伸筋群 (エキセン)
値

ターゲット%

右側	83	81
左側	80	94

変動係数

右側	1.12	0.78
左側	0.71	0.67

最大偏差 (度)

右側	42	24
左側	29	18

MaxGET 右側 2009/04/17 19 左側 2009/04/17 15

HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

コーディネーションテスト：フィードバックテスト用のレポートです。ペースバーやロードウェイトテストで使用されま
す。課題と最小・最大・平均グラフを表示します。課題の達成度(ターゲット上をトレースできた時間率)などを表示し
ます。



反応時間テストレポート 膝関節伸展/屈曲

氏名:

小柴, 昌俊

ID:



699208

右側/左側:

2009/04/17 2009/04/17

右側

左側





反応時間 (秒)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
安静時間 (秒)	1.0	0.3	0.5	0.6	0.5

反応時間 (秒)	0.7	0.8	0.5	0.6	0.4
安静時間 (秒)	1.0	0.1	0.5	0.6	0.6

右側

左側



トルク 10/10 ニュートンメートル 1 反復数

値 変動係数

反応時間 (秒)

右側	0.49	0.06
左側	0.42	0.24

安静時間 (秒)

右側	0.30	0.67
左側	0.13	0.43

MaxGET

右側 2009/04/17 16

左側 2009/04/17 16





HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

反応時間テスト：反応時間テスト用のレポートです。反応時間と安静時間を示すバーグラフ、課題との相違を比較するグラフが表示されます。また、反応時間と安静時間の平均が表示されます。



固有受容器テストレポート 膝関節伸展/屈曲

氏名: 小柴, 昌俊 ID: 699208 右側/左側: 2009/04/17 2009/04/17
 誕生日: 1972/01/09 患側: 左側 グループ1:
 身長: センチメートル 優先側部: グループ2:
 体重: 61 キログラム 担当医:
 性別: 男性 施術者:



トルク 10/10 ニュートンメートル 1 反復数 値

変動係数	
右側	0.16
左側	0.11
変動係数(ターゲットなし)	
右側	0.11
左側	0.16
最大偏差(度)	
右側	73
左側	73
最大偏差(ターゲットなし)(度)	
右側	73
左側	73
MaxGET	右側 2009/04/17 16
	左側 2009/04/17 16

HUMAC® /2009 バージョン: 9.1.57 著作権 Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2000 www.csmisolutions.com

固有受容器テスト: フィードバックテスト用のレポートです。ターゲット表示時と非表示時のグラフを両側で表示します。それぞれのグラフは最小・最大・平均を示します。